

Prospect

MARIMER Baby

Aspirator nazal cu filtru pentru bebeluși
Igienic / Aspirare ușoară

Aspiratorul nazal cu filtru pentru bebeluși baby este soluția ideală pentru a aspira eficient nasul bebelușului. Forma și textura moale a aplicatorului nazal asigură confort maxim pentru bebeluș.

Filtrul aspiratorului nazal pentru bebeluși este prevăzut cu o bandă pentru a putea fi înlocuit fără a vă murdări mâinile. Tehnologia de filtrare **Marimer** asigură aspirarea eficientă a nasului datorită capacității mari de aspirare. Mucozitățile sunt aspirate delicat și rămân în rezervor, fără risc de a se întoarce în nasul bebelușului.



● Recomandari pentru prima utilizare:

- Spălați-vă mâinile.
- Desfaceți aspiratorul nazal pentru bebeluși, decuplând rezervorul (B) de bază (D).
- Curățați aplicatorul nazal (A) și rezervorul (B) cu apă caldă și săpun, apoi clătiți cu apă rece. Lăsați să se usuce.
- Reatașați baza (D) la rezervor (B).

● Pentru aspirarea nasului bebelușului:

- Așezați bebelușul pe masa de înfășat și ridicați-i capul.
- Instilați ser fiziologic sau soluție salină diluată izotonică în fiecare nară a bebelușului pentru a facilita aspirarea secrețiilor.
- Introduceți aplicatorul bucal (E) în gura dumneavoastră.
- Introduceți aplicatorul nazal (A) într-una din nările bebelușului și aspirați.
- Repetați pentru cealaltă nară.

● Sfaturi după fiecare utilizare:

- Desfaceți aspiratorul nazal pentru bebeluși **(B+D)** și scoateți filtrul **Marimer (C)** cu ajutorul benzii.
- Aruncați filtrul. Curățați aplicatorul nazal **(A)** și rezervorul **(B)** cu apă caldă și săpun după fiecare utilizare și clătiți cu apă rece. Lăsați să se usuce.
- Introduceți ușor filtrul **Marimer (C)** în rezervor **(B)**. Apoi reatașați baza **(D)** la rezervor **(B)**.
- Păstrați aspiratorul nazal pentru bebeluși în cutia sa.

Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că toate componentele sunt în perfectă stare. Înlocuiți aspiratorul nazal pentru bebeluși și/sau aplicatorul la primul semn de uzură sau deteriorare. A nu se fierbe. Cereți sfatul farmacistului.

● Atenționări:

Dacă simptomele persistă sau se agravează, consultați medicul.

Raportați orice incident grav apărut în legătură cu acest dispozitiv către Laboratoires Gilbert - website : www.labogilbert.fr și/sau către autoritatea națională competentă.

Filtre de unică folosință sunt disponibile separat în cutie de câte 20.

A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR.



TEHNOLOGIE DE FILTRARE

Igienă perfectă



ERGONOMIC

Aplicator moale
pentru confort
maxim



AVANTAJOS

Capacitate mare
de aspirare
Performanță
înalță de aspirare



FABRICAT ÎN FRANȚA

Fără BPA
Fără ftalați