

Marimer Baby

Spray cu apa de mare
Răceală și Rinofaringită

MARIMER BABY Răceală și Rinofaringită este un spray cu apă de mare 100% naturală, extrasă din Parcul Marin Natural Iroise, bogată în săruri minerale și oligoelemente marine. Desfundă nasul și facilitează eliminarea secrețiilor nazale datorită concentrației sale hipertonică (22 ‰). Sistemul de microdifuziune permite aplicarea delicată și omogenă pe mucoasă. Aplicatorul de siguranță larg, conceput pentru bebeluși (cu excepția celor prematuri) și copii mici, asigură utilizarea cu ușurință și în siguranță. Valva sa anti-reflux este concepută să evite orice risc de contaminare externă și asigură protecția soluției.

● COMPOZIȚIE

Apă de mare hipertonică (echivalent a 22g/L în NaCl), apă purificată.

● INDICAȚII

- Spray-ul MARIMER BABY Răceală și Rinofaringită este recomandat copiilor mici și bebelușilor, inclusiv nou-născuților (cu excepția celor prematuri) în caz de răceală, rinofaringită, rinită și rinosinuzită:
- Desfundă nasul.
- Curăță mucoasa nazală și elimină virusurile, bacteriile și alergenii din secreții.
- Fluidizează secrețiile nazale și facilitează eliminarea lor.
- Îmbunătățește confortul nazal ziua și noaptea.
- Poate fi folosit în completarea tratamentelor pentru infecțiile ORL.

● MOD DE ADMINISTRARE

1 pulverizare în fiecare nară, de 1 - 3 ori pe zi, la nevoie.

● INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Se recomandă ca bebelușul să stea culcat, iar copilul mic să stea așezat sau în picioare.
- Înclinați capul bebelușului sau copilului într-o parte.
- Introduceți cu grijă aplicatorul în nara superioară și pulverizați MARIMER BABY Răceală și Rinofaringită.
- Repetați pentru cealaltă nară.
- Îndreptați capul pentru a permite mucozităților să se scurgă.

- La nou-născuți: ștergeți excesul de soluție. Folosiți un aspirator nazal pentru a aspira delicat secrețiile nazale abundente.
- La copii mici: cereți-le să-și sufle ușor nasul.

● PRECAUȚII DE UTILIZARE

Curățați aplicatorul cu apă caldă și săpun după fiecare utilizare. Clătiți și uscați.

● MANIFESTĂRI NEDORITE

La primele utilizări, pot apărea senzații trecătoare de înțepături sau iritații.

● ATENȚIONĂRI

A nu se utiliza la nou-născuții prematuri. A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate la apa de mare. Pentru utilizarea la copii și bebeluși cu boli care cauzează îngustarea căilor nazale (ex. astm, etc.), cereți sfatul medicului sau farmacistului dumneavoastră. Dacă simptomele persistă sau se agravează, consultați medicul. Raportați orice incident grav apărut în legătură cu acest dispozitiv către Laboratoires Gilbert pe website: www.labogilbert.fr și/sau către autoritatea națională competentă.

● CONDIȚII DE PĂSTRARE

A nu se folosi după data de expirare indicată pe cutie/flacon. Atenție. Flacon sub presiune: Poate exploda sub efectul căldurii. A se feri de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flacăra deschisă și de orice altă sursă de foc. Fumatul interzis. A nu se găuri sau arde, chiar după golire. A se proteja de razele soarelui. A nu se expune la temperaturi peste 50°C/122°F. **A NU SE LĂSA LA VEDERE ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR.**