

Marimer Baby

Spray cu apa de mare

Igiena nazală zilnică

MARIMER BABY Igienă nazală este un spray cu apă de mare 100% naturală, extrasă din Parcul Marin Natural Iroise, bogată în săruri minerale și oligoelemente marine. Sistemul de microdifuziune permite aplicarea delicată și omogenă pe mucoasă. Aplicatorul său asigură utilizarea cu ușurință și în siguranță. Aplicatorul de siguranță larg, conceput pentru bebeluși (cu excepția celor prematuri) și copii mici, asigură utilizarea cu ușurință și în siguranță. Valva sa anti-reflux este concepută să evite orice risc de contaminare externă și asigură protecția soluției.

● COMPOZIȚIE

Apă de mare izotonică (echivalent a 9 g/L în NaCl), apă purificată.

● INDICAȚII

Spray-ul MARIMER BABY Igienă nazală este recomandat copiilor mici și bebelușilor, inclusiv nou-născuților (cu excepția celor prematuri):

- Pentru igiena nazală zilnică.
- Hidratează mucoasa nazală.
- Facilitează eliminarea secrețiilor nazale.
- Recomandat în caz de rinită alergică.

● MOD DE ADMINISTRARE

1-2 pulverizări în fiecare nară, de 1 - 3 ori pe zi, la nevoie. MARIMER BABY Igienă nazală poate fi folosit zilnic pe o perioadă lungă de timp.

● INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Se recomandă ca bebelușul să stea culcat, iar copilul mic să stea așezat sau în picioare.
- Înclinați capul bebelușului sau copilului într-o parte.
- Introduceți cu grijă aplicatorul în nara superioară și pulverizați MARIMER BABY Igienă nazală.
- Repetați pentru cealaltă nară.
- Îndreptați capul pentru a permite mucozităților să se scurgă.

- La nou-născuți: ștergeți excesul de soluție. Folosiți un aspirator nazal pentru a aspira delicat secrețiile nazale abundente.
- La copii mici: cereți-le să-și sufle ușor nasul.

● PRECAUȚII DE UTILIZARE

Curățați aplicatorul cu apă caldă și săpun după fiecare utilizare. Clătiți și uscați.

● ATENȚIONĂRI

A nu se utiliza la nou-născuții prematuri. A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate la apa de mare. Pentru utilizarea la copii și bebeluși cu boli care cauzează îngustarea căilor nazale (ex. astm, etc.), cereți sfatul medicului sau farmacistului dumneavoastră. Dacă simptomele persistă sau se agravează, consultați medicul. Raportați orice incident grav apărut în legătură cu acest dispozitiv către Laboratoires Gilbert pe website: www.labogilbert.fr și/sau către autoritatea națională competentă.

● CONDIȚII DE PĂSTRARE

A nu se folosi după data de expirare indicată pe cutie/flacon. Atenție. Flacon sub presiune: Poate exploda sub efectul căldurii. A se feri de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flacăra deschisă și de orice altă sursă de foc. Fumatul interzis. A nu se găuri sau arde, chiar după golire. A se proteja de razele soarelui. A nu se expune la temperaturi peste 50°C/122°F. **A NU SE LĂSA LA VEDERE ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR.**