

Ambalaj secundar

Marimer

Igiena nazală zilnică

Spray cu apă de mare 100% naturală

Eficacitate dovedită clinic*

Hidratează mucoasa nazală

Facilitează eliminarea secrețiilor nazale.

MARIMER Igienă nazală este un spray cu apă de mare 100% naturală, bogată în săruri minerale și oligoelemente marine. Sistemul de microdifuziune permite aplicarea delicată și omogenă pe mucoasă. Aplicatorul asigură utilizarea cu ușurință și în siguranță.

Compoziție: Apă de mare izotonică (echivalentă cu 9 g/L în săruri), apă purificată.

Indicații: Spray-ul MARIMER Igienă nazală este recomandat adulților, copiilor, bebelușilor și nou-născuților (cu excepția celor prematuri):

- Pentru igiena nazală zilnică
- Hidratează mucoasa nazală
- Facilitează eliminarea secrețiilor nazale
- Recomandat în caz de rinită alergică

* Vezi lista studiilor clinice din prospect. Condiții de păstrare: A nu se folosi după data de expirare indicată pe cutie/flacon. Atenție. Flacon sub presiune: Poate exploda sub efectul căldurii. A se feri de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flacăra deschisă și de orice altă sursă de foc. Fumatul interzis. A nu se găuri sau arde, chiar după golire. A se proteja de razele soarelui. A nu se expune la temperaturi peste 50°C/122°F. A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNĂ COPILOR. Descoperiți proprietățile apei noastre de mare și întreaga gamă Marimer pe: www.marimer.ro.

100 mL

Laboratoires Gilbert,

928 Avenue du Général de Gaulle,

F-14200 Hérouville Saint-Clair

● **Distribuito:**

RO : BIESSEN PHARMA SRL, B-dul Timișoara, nr. 100 G,
sector 6, Bucuresti 061334, Romania.

prospect

Marimer

Spray cu apă de mare

Igiena nazală zilnică

MARIMER Igienă nazală este un spray cu apă de mare 100% naturală, bogată în săruri minerale și oligoelemente marine. Sistemul de microdifuziune permite aplicarea delicată și omogenă pe mucoasă. Aplicatorul său asigură utilizarea cu ușurință și în siguranță. Valva sa anti-reflux este concepută să evite orice risc de contaminare externă și asigură protecția soluției

● COMPOZIȚIE

Apă de mare izotonică (echivalentă cu 9 g/L în săruri), apă purificată.

● INDICAȚII

Spray-ul MARIMER Igienă nazală este recomandat adulților, copiilor, bebelușilor și nou-născuților (cu excepția celor prematuri):

- Pentru igiena nazală zilnică.
 - Hidratează mucoasa nazală.
 - Facilitează eliminarea secrețiilor nazale.
 - Recomandat în caz de rinită alergică.
- MOD DE ADMINISTRARE** 1 pulverizare în fiecare nară, de 1 - 3 ori pe zi, la nevoie.

● INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Înclinați capul într-o parte.
- Introduceți cu grijă vârful aplicatorului în nara superioară și pulverizați spray-ul MARIMER Răceală și Rinofaringită.
- Repetați pentru cealaltă nară. Îndreptați capul pentru a permite mucozităților să se scurgă, apoi ștergeți excesul de soluție sau suflați nasul.

● MOD DE ADMINISTRARE

1-2 pulverizări în fiecare nară, de 1-3 ori pe zi, la nevoie. MARIMER Igienă nazală poate fi folosit zilnic pe o perioadă lungă de timp.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Înclinați capul într-o parte.
- Introduceți cu grijă vârful aplicatorului în nara superioară și pulverizați spray-ul MARIMER în nara nazală.
- Repetați pentru cealaltă nară.
- Îndreptați capul pentru a permite mucozităților să se scurgă, apoi ștergeți excesul de soluție sau suflați nasul.

● PRECAUȚII DE UTILIZARE

Curățați aplicatorul cu apă caldă și săpun după fiecare utilizare. Clătiți și uscați.

● CONTRAINDICAȚII

A nu se utiliza la nou-născuții prematuri. A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate la apa de mare.

● ATENȚIONĂRI

Dacă simptomele persistă sau se agravează, consultați medicul. Raportați orice incident grav apărut în legătură cu acest dispozitiv către Laboratoires Gilbert pe website: www.labogilbert.fr și/sau către autoritatea națională competentă. **A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNĂ COPIILOR.**

● CONDIȚII DE PĂSTRARE

A nu se folosi după data de expirare indicată pe cutie/flacon. Atenție. Flacon sub presiune: Poate exploda sub efectul căldurii. A se feri de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flacăra deschisă și de orice altă sursă de foc. Fumatul interzis. A nu se găuri sau arde, chiar după golire. A se proteja de razele soarelui. A nu se expune la temperaturi peste 50°C/122°F.

Referințele studiilor clinice:

- Wang J. et al., « Efficacy of buffered hypertonic seawater in different phenotypes of chronic rhinosinusitis with nasal polyps after endoscopic sinus surgery: A randomized double-blind study, » Am. J. Otolaryngol, vol. 41, pp. 1-8, 2020.
- Culig J. et al., « Efficiency of hypertonic and isotonic seawater solutions in chronic rhinosinusitis, » Med. Glas. , vol. 7, no. 2, pp. 116-123, 2010.
- Friedman M. et al., « Dead Sea Salt irrigations vs saline irrigations with nasal steroids for symptomatic treatment of chronic rhinosinusitis: A randomized, prospective double-blind study, » Int. Forum. Allergy Rhinol., vol. 2, pp. 252- 257, 2012.

- Koksai T. et al., « Comparison between the use of saline and seawater for nasal obstruction in children under 2 years of age with acute upper respiratory infection, » Turk. J. Med. Sci., vol. 46, pp. 1004- 1013, 2016.
- Singh R. et al., « Comparative ostudy of intranasal hypertonic, » Int. J; Otorhinolaryngol. Head Neck Surg., vol. 3, no. 1, pp. 104-107, 2017.
- Strnad P. et al., « Efficacy of nasal irrigation with 2.2% hypertonic seawater in the treatment of chronic rhinosinusitis in adults, » Rev. Laryngol. Otol. Rhinol., vol. 137, no. 1, pp. 3-10, 2016.
- Rapijko P et al., « The use of a hypertonic sea water solution in patients after surgical treatment of the nose and paranasal sinuses, » Otolaryngol. Pol., vol. 64, no. 1, pp. 20-30, 2010.

Laboratoires Gilbert,

928 Avenue du Général de Gaulle,

F-14200 Hérouville Saint-Clair

● Distributor:

RO : BIESSEN PHARMA SRL, B-dul Timișoara, nr. 100 G,
sector 6, Bucuresti 061334, Romania.

LOGO	HR	RO
	Proizvođač	Producător
	Distributer	Distributor
	Medicinski proizvod	Dispozitiv medical
	CE oznaka s identifikacijskim brojem prijavljenog tijela	Marcaj CE cu numărul de identificare al organismului notificat
	Pogledajte upute za upotrebu	Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare
	Upotrijebiti do	Data expirării
	Broj serije	Numărul lotului
	Od rođenja	De la naștere
	U skladu s Direktivom o generatorima aerosola	Conformitate cu Directiva generatoarelor de aerosoli
	Volumen spremnika	Capacitatea recipientului



Godina / An / Godina / Година : 2007.

eticheta tub

Marimer

Spray cu apă de mare 100% naturală

Igiena nazală zilnică

Hidratează mucoasa nazală și facilitează eliminarea secrețiilor.

Microdifuziune delicată

Condiții de păstrare: A nu se folosi după data de expirare indicată pe cutie/flacon. Atenție. Flacon sub presiune: Poate exploda sub efectul căldurii. A se feri de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flacără deschisă și de orice altă sursă de foc. Fumatul interzis. A nu se găuri sau arde, chiar după golire. A se proteja de razele soarelui. A nu se expune la temperaturi peste 50°C/ 122°F. **A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR.**

100 ML

LOT:

EXP:



Laboratoires Gilbert,
928 Avenue du Général de Gaulle, F-14200 Hérouville Saint-Clair



Distributer / Distributor / Distributer / Дистрибутор :
HR : Ewopharma AG, Vordergasse 43, 8200 Schaffhausen, Švicarska; Kontakt za RH:
Ewopharma d.o.o., Zadarska 80, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska.
RO : BIESEN PHARMA SRL, B-dul Timișoara, nr. 100 G, sector 6,
București 061334, Romania.
BG : БИЕСЕН ФАРМА България ООД, бул. Марица 21, ет.3, гр. Пловдив 4003, България.

